

TIJERAS TIPO "SPENCER" | SCISSORS "SPENCER"

1| En acero inoxidable.

1| Stainless steel.



NOVEDAD / NEW

Referencia Code	Longitud total Total length
62161113	130 mm

TIJERAS DE CIRUGÍA | SURGICAL SCISSORS

1| Amplia variedad de tijeras de cirugía disponibles con puntas rectas o curvas, y con hojas romas o aguda.
 2| Fabricadas en acero inoxidable.
 3| Pueden ser sometidas a limpieza repetidas veces por ultrasonidos o esterilización en autoclave.

1| Wide range of surgical scissors available i with straight or curved tips and sharp or blunt blades.
 2| Made of stainless steel.
 3| Can be repeatedly cleaned in ultrasonic baths and sterilized in autoclave.

Curvas | Curved



Referencia Code	Longitud Length	Modelo Model
62112214	140 mm	Aguda - Aguda / Sharp-Sharp
62112234	140 mm	Aguda - Roma / Sharp-Blunt
62112254	140 mm	Roma - Roma / Blunt-Blunt
62112216	160 mm	Aguda - Aguda / Sharp-Sharp

Rectas | Straight



Referencia Code	Longitud Length	Modelo Model
62112132	125 mm	Aguda - Roma / Sharp-Blunt
62112116	160 mm	Aguda - Aguda / Sharp-Sharp
62112136	160 mm	Aguda - Roma / Sharp-Blunt
62112156	160 mm	Roma - Roma / Blunt-Blunt

TIJERAS MAYO | MAYO SCISSORS

La punta con hojas agudas puede ser recta o curva. / The tip with sharp blades, can be straight or curved.



Referencia Code	Longitud Length	Punta Tip
62151114	140 mm	Recta / Straight
62151214	140 mm	Curva / Curved