

► Fuente de alimentación para electroforesis

- 1| Pantalla LCD y panel de mandos fácil de utilizar
- 2| Suministro de voltaje, intensidad o potencia constantes
- 3| Con indicación del valor programado y el valor real al mismo tiempo
- 4| Función de tiempo programable
- 5| Memoria para 10 programas de electroforesis
- 6| Con 4 salidas en paralelo para conectar hasta 4 cubetas al mismo tiempo
- 7| Con detección automática de falta de carga, sobre carga, cortocircuito, cambio rápido de resistencia y sobrecalentamiento del sistema



Referencia	ZFD014	ZFD016
Voltaje de salida	10-300 V	10 - 600 V
Intensidad de salida	1-400 mA	1 - 500 mA
Potencia de salida	1-120 W	1 - 300 W
Resolución	1 V, 1 mA, 1 W	
Temporizador	1 min hasta 99 h 59 min	
Pantalla	LCD retroiluminada	
Salidas	4 puestos	
Dimensiones	230x237x118 mm	
Alimentación	220 V; 50 Hz	