



BGP - Archivadores para histología

Sistemas modulares de archivación para bloques de parafina y portaobjetos especialmente indicados para laboratorios de Histología y Anatomía Patológica. De construcción metálica o de plástico y gran capacidad de

almacenamiento, los módulos son apilables de manera que permiten la configuración del sistema según la capacidad requerida en cada laboratorio.

▶ Archivadores de portaobjetos metálico



- 1| Para almacenamiento y clasificación de portaobjetos y preparaciones histológicas.
- 2| Cada módulo está compuesto por 6 cajones con tope de seguridad.
- 3| Cada cajón está subdividido en 6 compartimentos fijos para una mejor y más cómoda distribución de los portaobjetos.
- 4| Capacidad de 5400 portas por módulo archivador.
- 5| Disponible base para mayor estabilidad del conjunto de módulos.

Referencia	Descripción	Capacidad	Dimensiones
BPG013	Base	-	40x46x11 cm
BPG014	Archivador	5400 portas	48x40,5x12,5 cm

▶ Archivadores de portaobjetos de plástico



- 1| Para almacenamiento y clasificación de portaobjetos y preparaciones histológicas.
- 2| Incluye 6 soportes para 75 portas.
- 3| Capacidad de 450 portas.

Referencia	Descripción	Capacidad	Dimensiones
BPG017	Archivador	450 portas	34x23x10 cm
BPG018	Soporte	75 portas	-

▶ Archivadores de bloques metálico



- 1| Para almacenamiento y clasificación de los bloques de muestras incluidas en parafina.
- 2| Cada módulo archivador está compuesto por 6 cajones con tope de seguridad.
- 3| Cada cajón dispone de 12 guías metálicas extraíbles para una mejor compartimentación y distribución de los bloques de parafina.
- 4| Capacidad de 4800 bloques por módulo archivador.
- 5| Disponible base para mayor estabilidad del conjunto de módulos.

Referencia	Descripción	Capacidad	Dimensiones
BPG015	Base	-	48x45x12 cm
BPG016	Archivador	4800 bloques	48x45x39 cm