



Le ofrecemos una amplia variedad de tijeras disponibles en distintos tamaños y modelos, con puntas rectas o curvas, y con hojas romas o agudas, para adaptarse a todas las necesidades.

► Tijeras de cirugía curvas



► Tijeras de cirugía rectas



► Tijeras Mayo



► Tijeras de tungsteno



► Microtijera Noye



Fabricadas en acero inoxidable resistente a la corrosión cuando se exponen a sangre, líquidos corporales o soluciones de limpieza, también hay disponibles modelos de tungsteno. Todos los modelos pueden ser sometidos repetidas veces a limpieza por ultrasonidos o esterilización en autoclave.

1 | Gracias a su punta curva resultan ideales para el corte y disección de tejidos.

Referencia	Longitud	Modelo
FMN001	140 mm	Aguda – Aguda
FMN004	130 mm	Aguda – Roma
FMN006	125 mm	Roma – Roma
FMN007	140 mm	Roma – Roma

1 | Con puntas rectas, son tijeras de uso general como el corte de apósoitos y material de sutura.

Referencia	Longitud	Modelo
FMN009	115 mm	Aguda – Aguda
FMN012	125 mm	Aguda – Roma
FMN010	140 mm	Aguda – Aguda
FMN013	140 mm	Aguda – Roma
FMN015	140 mm	Roma – Roma
FMN011	160 mm	Aguda – Aguda
FMN014	160 mm	Aguda – Roma
FMN016	160 mm	Roma – Roma

1 | Tijera fuerte caracterizada por su articulación fija y muy resistente. La punta con hojas agudas puede ser recta o curva.


2 | Ideal para cortar suturas, sondas, etc., además de tejidos que no se pueden seccionar con tijeras más delicadas.

Referencia	Longitud	Modelo
FMN018	140 mm	Curva
FMN019	140 mm	Recta

Referencia	Longitud	Modelo
FMN021	130 mm	Aguda – Aguda
FMN022	130 mm	Aguda – Roma
FMN023	110 mm	Iris
FMN024	140 mm	Metzenbaum

1 | Con dos puntas.

Referencia	Longitud
FMN025	115 mm

**► Tijera Iris**

Referencia	Longitud
FMN026	116 mm

► Tijera Litauer

Referencia	Longitud
FMN027	140mm

► Tijera Metzenbaum

Referencia	Longitud
FMN028	140 mm

► Tijera para vendajes Lister

Referencia	Longitud
FMN029	140 mm

► Tijera Spencer

Referencia	Longitud
FMN030	130 mm