



Agitador con calefacción analógico - modelo 690/1



— Características

Pequeños agitadores magnéticos con calefacción de regulación analógica e ideales para aquellos lugares en los que se disponga de poco espacio debido a su reducido tamaño. Permiten agitar todo tipo de soluciones en las que se pueda introducir un imán de agitación, hasta un volumen máximo de 2 ó 5 litros dependiendo del modelo.

- 1 | Estructura metálica recubierta de resina epoxi.
- 2 | Interruptor lateral de encendido/apagado.
- 3 | Panel frontal con mandos de regulación de velocidad y temperatura.
- 4 | Equipados con varilla y pinza de sujeción. Se suministran con imán reteflonado.

— Características técnicas

Referencia	LBB001
Rango velocidad	100-2000 rpm
Temperatura máxima (placa)	180° C ± 10%
Volumen agitable	50-2000 mL
Dimensiones plato	120x120 mm
Alimentación	220 V / 50 Hz
Dimensiones (LxAxH)	200x120x90 mm
Peso	2 Kg