

### Contador manual | Manual counter

Marca|Trademark:**Nahita**

Fabricado en metal, presenta un pulsador para añadir una unidad con cada pulsación y una manecilla lateral para puesta a cero. Presenta 4 dígitos para un recuento máximo de 9999 células o partículas.

Metallic counter that presents a button to add a unit each time it is pressed and a lateral ring to reset. It presents 4 digits for counting up to 9999 cells or particles.



Referencia | Code: 36047001

### Contador digital leucocitario | Digital leukocyte counter

Marca|Trademark:**Nahita**

El recuento de leucocitos en muestras de sangre es esencial para poder determinar anomalías que indiquen procesos patológicos como infecciones o leucemias. Para facilitar este recuento le ofrecemos un práctico contador digital equipado con teclas de recuento para 10 tipos leucocitarios distintos (basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, neutrófilos maduros e inmaduros, promielocitos, etc.). La pulsación de cada tecla añade una unidad a su correspondiente pantalla y al recuento total. El contador presenta además función de puesta a cero y cálculo del porcentaje que representa cada tipo celular con respecto al total contabilizado.

Leukocyte count in blood samples is essential to determine anomalies that indicate pathological processes such as infections or leukaemia. To facilitate counting we offer a useful digital counter equipped with 10 operating keys for different types of leukocytes (basophils, eosinophils, monocytes, lymphocytes, mature and immature neutrophils, etc.). Pressing each key adds one unit to its corresponding display and to the total record. The counter also calculates the percentage for each cell type respecting to the total count and is equipped with a reset function.



Referencia   Code	36048100
Recuento	0-100 para cada tipo celular
Count	0-100 for each cell type
Funciones	Recuento diferencial y total, porcentaje diferencial
Functions	Differential and total count, differential percentage

\*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

\*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

