

Ficha técnica Nuuk

groenlandia
tech



Nuuk la nevera inteligente

Ficha técnica Nuuk

Normativa

"B" CATEGORY DEVICE | UN 3373 / ADR 2014 – P650

Medidas / peso / capacidad

Medidas externas (Ancho x Largo x Alto)
Medidas internas (Ancho x Largo x Alto)
Peso vacía
Litros

468 x 437.5 x 359 mm
294 x 283 x 283 mm
2.9 kg
31 L

Capacidad

2 contenedores secundarios incluidos
Medidas externas (Ancho x Largo x Alto)
Medidas internas (Ancho x Largo x Alto)
Peso
Material

Hasta 300 muestras
320.2 x 265.4 x 134 mm
271.3 x 216.3 x 108 mm
945 g
PPE - Polipropileno transparente

Material

Material de producción

PPE (aislamiento térmico e inerte a químicos) Polipropileno expandido

Protección

IK (nivel de impacto)
IP (nivel de sellado)

IK6
IP54 (nevera) IP65 (contenedores secundarios)

Enfriamiento

Acumuladores de frío
Rango de temperatura
Duración de temperatura en rango

Incluye 2 acumuladores de 200 x 200 x 30 mm
10 ↔ 23°C (± 2°C)
Hasta 10 horas

Sensores

Temperatura
Localización
Carga
Impacto

PT-100
GPS
Detector de presencia de carga
Detector de impactos

Transporte

Asas
Apilable

Asas de nylon elásticas y retractables
Sí

Seguridad

Sistema de cierre de seguridad
Acceso

Cierre electromecánico
Tarjetas RFID + NFC y APP móvil

Comunicaciones

Comunicaciones

BLE + tarjeta SIM GPRS 2G & 4G

Pantalla

Tipo
Datos en la pantalla

Pantalla de tinta electrónica
Temperatura, batería, cobertura celular y GPS, avisos e identificador

Energía y batería

Energía
Batería
Duración Batería

220v 50-60Hz
Lithium 5V – 3100mA, recargable (1000mA/h)
Autonomía hasta 7 días. Uso diario entre 4-5h

Datos

Datos y gestión de dispositivos

Dashboard privado para gestión de datos y dispositivos + API REST