

BPG - Archivadores, portaobjetos

Archivadores para portaobjetos de plástico




- 1 | Fabricados en plástico, apilables.
- 2 | Incluyen 6 soportes para 75 portaobjetos (capacidad total 450 portas).

Referencia	Descripción	Dimensiones
BPG017	Archivador para 450 portas	34x23x10 cm

Sistema de almacenamiento de preparaciones de microscopio

- 1 | Está diseñado para la clasificación y almacenamiento de preparaciones de microscopio.
- 2 | Este sistema de almacenamiento de preparaciones se compone de 4 cajones, una tapa de cierre y cuatro patas fijas o, como alternativa, cuatro ruedas giratorias para garantizar la movilidad del sistema de almacenamiento.



- 1 | Cada cajón puede contener hasta 13 soportes para preparaciones (ref. BPG026) junto con sus tapas transparentes (ref. BPG025), a pedir por separado.
- 2 | Cada soporte de preparaciones BPG026 puede contener 100 portaobjetos, fácilmente extraíbles, y de identificar (cada cavidad está numerada). El sistema completo de almacenamiento puede contener hasta 5.200 preparaciones
- 3 | Las tapas transparentes BPG025 garantizan una fácil detección del contenido a la vez que protección contra el polvo y otros cuerpos extraños.

Referencia	Descripción
BPG025	Tapa para soporte portaobjetos
BPG026	Soporte portaobjetos



- 1 | Su estructura metálica es estable y asegura luminosidad, funcionalidad, resistencia y durabilidad.
- 2 | Está fabricado en PMMA y acero resistente a impactos.

Referencia	Ruedas	Dimensiones
BPG035	Sí	490x475x780 mm
BPG036	No	490x475x700 mm



- 1 | La versión móvil se podría transformar en fija y viceversa, mediante el kit de cuatro pies fijos, o el kit de cuatro ruedas.

Referencia	Descripción
BPG037	Conjunto 4 ruedas para módulo almacenamiento
BPG038	Conjunto 4 patas para módulo almacenamiento