

puntas de pipeta di calidad superior

Qualitips®

Una perfecta correspondencia entre las micropipetas y las puntas garantiza un pipeteado sin problemas y resultados fiables. Las Qualitips® de Socorex están diseñadas para cumplir con las condiciones anteriores.

La línea está hecha exclusivamente de polipropileno libre de metales, virgen, de alto grado. Utilización de moldes de inyección de alta precisión para ofrecer estanqueidad al aire. Procedimientos estrictos en materia de calidad aseguran una coherencia lote a lote.

Diversas formas en una gama de 10 µl a 10 ml.

VentaSis del producto

- Amplia selección, calidad superior
- Coherencia lote por lote
- Disponibles en bolsas o racks
- Compatibilidad con otras marcas de pipetas
- El filtro de alta densidad impide la contaminación por aerosol
- Puntas de filtro sin ADN ni ARN
- Puntas de filtro estéril sin pirógeno

Pida muestras gratuitas

Qualitips® 10 µl	Tamaño	Descripción						Embalaje		Código
		Comp.	Cap.	Color	Tipo	Filtro	Estéril	Unidad	Cantidad	
	31.0 mm	BT, E, G	10 µl	Natural	Ultramicro	No	No	Bolsa	1000	309.0010B
		BT, E, G	10 µl	Natural	Ultramicro	No	No	Rack	10x 96	309.0010R
	31.0 mm	B, BT, E, F, G	10 µl	Natural	Ultramicro	Si	Si	Rack	10x 96	309.0010FR
	42.3 mm	B, BT, E, G	10 µl	Natural	Micro	No	No	Bolsa	1000	302.0020B
		B, BT, E, G	10 µl	Natural	Micro	No	No	Rack	10x 96	302.0020R
	45.6 mm	B, E, G, F	10 µl	Natural	Micro	Si	Si	Rack	10x 100	302.0010FR
		B, E, G, F	10 µl	Natural	Micro	Si	No	Bolsa	1000	302.0010AFB
	70.9 mm	B, E, G, F	10 µl	Natural	Carga de gel	No	No	Rack	10x 100	302.0010AFR

Qualitips® 20 µl	Tamaño	Descripción						Embalaje		Código
		Comp.	Cap.	Color	Tipo	Filtro	Estéril	Unidad	Cantidad	
	51.0 mm	B, BT, E, F, G	20 µl	Natural	Estándar	Si	Si	Bolsa, simple	5x 100	308.0020FS
		B, BT, E, F, G	20 µl	Natural	Estándar	Si	Si	Rack	10x 96	308.0020FR
	69.0 mm	B, BT, E, F, G	20 µl	Natural	Carga de gel	Si	Si	Rack	4x 204	308.0020GFR

Qualitips® 100 µl	Tamaño	Descripción						Embalaje		Código
		Comp.	Cap.	Color	Tipo	Filtro	Estéril	Unidad	Cantidad	
	54.1 mm	B, BT, E, F, G	100 µl	Natural	Estándar	Si	Si	Rack	10x 96	308.0100FR
	69.0 mm	B, BT, E, F, G	100 µl	Natural	Carga de gel	Si	Si	Rack	4x 204	308.0100GFR

Qualitips® 200 µl	Tamaño	Descripción						Embalaje		Código
		Comp.	Cap.	Color	Tipo	Filtro	Estéril	Unidad	Cantidad	
	49.4 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Graduado	No	No	Bolsa	2x 500	307.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Graduado	No	No	Rack ¹⁾	10x 96	307.0200R
	49.4 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Amarillo	Graduado	No	No	Bolsa	2x 500	327.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Amarillo	Graduado	No	No	Rack ¹⁾	10x 96	327.0200R
	51.1 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Estándar	No	No	Bolsa	1000	308.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Estándar	No	No	Rack	10x 96	308.0200R
	49.7 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Estándar	No	No	Bolsa	2x 500	309.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Estándar	No	No	Rack	10x 96	309.0200R
	49.7 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Amarillo	Estándar	No	No	Bolsa	2x 500	329.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Amarillo	Estándar	No	No	Rack	10x 96	329.0200R
	49.0 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Amarillo	Estándar	No	No	Bolsa	2x 500	328.0200B
		B, BT, E, F, G	200 µl	Amarillo	Estándar	No	No	Rack	10x 96	328.0200R
	69.0 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Carga de gel	No	No	Rack	4x 204	308.0200GR
	90.9 mm	B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Extendido	Si	Si	Bolsa, simple	5x 100	308.0200LFS
		B, BT, E, F, G	200 µl	Natural	Extendido	Si	Si	Rack	8x 204	308.0200LFR


Qualitips® 300 / 350 µl	Tamaño	Descripción						Embalaje		Código
		Comp.	Cap.	Color	Tipo	Filtro	Estéril	Unidad	Cantidad	
	58.8 mm	B, BT, E, F, G	350 µl	Natural	Estándar	No	No	Bolsa	1000	308.0350B
		B, BT, E, F, G	350 µl	Natural	Estándar	No	No	Rack	10x 96	308.0350R
	58.8 mm	B, BT, E, F, G	300 µl	Natural	Estándar	Si	Si	Rack	10x 96	308.0300FR
		B, BT, E, F, G	300 µl	Natural	Estándar	Si	No	Bolsa	1000	308.0300AFB

Qualitips® 1000 µl	Tamaño	Descripción						Embalaje		Código
		Comp.	Cap.	Color	Tipo	Filtro	Estéril	Unidad	Cantidad	
	79.0 mm	B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Graduado	No	No	Bolsa	4x 250	307.1000B
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Graduado	No	No	Rack ¹⁾	10x 60	307.1000R
	72.0 mm	B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Estándar	No	No	Bolsa	4x 250	309.1000B
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Estándar	No	No	Rack	8x 60	309.1000R
	72.0 mm	B, BT, E, F, G	1000 µl	Azul	Estándar	No	No	Bolsa	4x 250	319.1000B
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Azul	Estándar	No	No	Rack	8x 60	319.1000R
	69.5 mm	B, BT, E, F, G	1000 µl	Azul	Estándar	No	No	Bolsa	4x 250	318.1000B
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Azul	Estándar	No	No	Rack	8x 60	318.1000R
	88.6 mm	B, BT, E, F	1000 µl	Natural	Estándar	Si	Si	Rack	10x 100	309.1000FR
		B, BT, E, F, G	1000 µl	Natural	Estándar	Si	No	Bolsa	1000	309.1000AFB


1) tapa con bisagras

Qualitips® 2, 5, 10 ml	Tamaño	Descripción						Embalaje		Código
		K.	Cap.	Color	Tipo	Filtro	Estéril	Unidad	Cantidad	
	115.5 mm	E	2 ml	Natural	Estándar	No	No	Bolsa	2x 250	312.02
	123.2 mm	G	5 ml	Natural	Graduado	No	No	Bolsa	2x 250	312.05B
		G	5 ml	Natural	Graduado	No	No	Rack	2x 50	312.05R
	150.0 mm	F	10 ml	Natural	Estándar	No	No	Bolsa	3x 100	312.10

Compatibilidad de la punta:: B = Brand®, BT = Biohit®, E = Eppendorf®, F = Finnpiette®, G = Gilson®. Los nombres de las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.



Cajas para autoclavado de Qualitips®



Cajas vacías para puntas suministradas en bolsas.

Descripción	Embalaje	Código
Caja con tapa con bisagras para puntas de 10 µl (309.0010B)	10 / caja	309.0010ER
Caja con tapa para puntas de 10 µl (302.0020B)	10 / caja	302.0020ER
Caja con tapa con bisagras para puntas de 200 µl (307.0200B)	10 / caja	328.0200ER
Caja con tapa para puntas de 200 µl (328.0200B)	10 / caja	308.0350ER
Caja con tapa para puntas de 350 µl (308.0350B)	8 / caja	319.1000ER
Caja con tapa con bisagras para puntas de 1000 µl (307.1000B)	4 / caja	312.10ER

Pipeta Pasteur de vidrio



Se puede instalar en macropipetas Acura® *manual* 835, Acura® *electro* 935 y Calibra® *digital* 832 con el adaptador correspondiente. Alternativa larga y delgada (150 x 7 mm) a las macropuntas PP.

Descripción	Embalaje	Código
Pipeta Pasteur, vidrio, 2 ml	250/ caja	313.02


Puntas tipo pajita



Para pipeta de dilución Acura® *manual* 810. La forma larga (190 x 4 mm) permite tomar líquidos que contengan partículas, en bolsas Stomacher® sin bloqueo. Suministrada estéril en bolsas que se pueden volver a sellar, de 25 puntas.

Descripción	Embalaje	Código
Puntas tipo pajita, naturales, estériles	20x 25/ caja	313.1100

Filtros de protección de boquilla para pipetas




Protección añadida frente a la entrada de líquido o contaminación de la pipeta. Los filtros son intercambiables, no estériles, no autoclavables.

Descripción / para	Mat. del filtro	Embalaje	Código
Acura® <i>manual</i> 810	PE	100/ caja	322.810
Calibra® <i>digital</i> 832, 2 ml	Celulosa	250/ bolsa	322.02
Acura® <i>manual</i> 835, 5 ml Acura® <i>electro</i> 935, 5 ml	Celulosa	250/ bolsa	322.05
Calibra® <i>digital</i> 832, 10 ml Acura® <i>electro</i> 935, 10 ml	Fibras de PP	100/ bolsa	322.10

Recipientes para reactivos todo uso

Especialmente adaptados para el pipeteado simple y multicanal. De diversas formas, materiales y capacidades, proporcionan una solución ideal en muchas aplicaciones.

Descripción	Tamaño mm	Capumen	Color	Tipo	Tapa	Mat.	Estéril	Embalaje	Código.
	58x132x25	70 ml	Natural	Forma en V	No	PP	No	20/ caja	330.01
	83x121x34	125 ml	Natural	Forma en V	Si	PP	No	20/ caja	330.01L
	83x126x13	40 ml	Blanco	8 canales	No	PS	Si	10x 1/ caja	330.08.9
	83x126x13	40 ml	Blanco	12 canales	No	PS	Si	10x 1/ caja	330.12.9



Cuadro de compatibilidad de Qualitips®

El siguiente cuadro indica la combinación óptima de Qualitips® y pipetas Socorex®. La compatibilidad detallada con otras marcas de pipetas está disponible a solicitud. Póngase en contacto con su distribuidor local o con Socorex.



Acura® manual y Acura® electro														
815					825 / 925					835 / 935			855 / 955	
Bis zu 10 µl	10 y / 15 / 20 µl	25 bis 100 µl	120 bis 200 µl	250 bis 1000 µl	0.1 - 2 µl	0.5 - 10 µl	1 - 10 µl (Y)	2 - 20 µl	5 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	0.2 - 2 ml	0.5 - 5 ml
													1 - 10 ml	0.5 - 10 µl
														5 - 50 µl
														20 - 200 µl
														40 - 350 µl

Calibra® digital														
822					832					852				
0.2 - 2 µl	1 - 10 µl	1 - 10 µl (Y)	2 - 20 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	0.2 - 2 ml	1 - 10 ml	1 - 10 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl			

Micropuntas, 10 µl														
309.0010B + R	x					x	x						x	
309.0010FR	x					x	x						x	
302.0020B + R	x					x	x							
302.0010FR + AFB	x ²⁾					x								
302.0010GR	x ²⁾					x ²⁾								

x	x												x	
x	x												x	
x	x													
x	x													
x	x													

Micropuntas, 20 µl														
308.0020FS + FR		x					x	x	x ¹⁾	x ¹⁾				x ¹⁾
308.0020GFR		x					x	x	x ¹⁾	x ¹⁾				

			x	x ¹⁾	x ¹⁾									x ¹⁾
				x ¹⁾										

Micropuntas, 100 µl														
308.0100FR			x						x	x				x
308.0100GFR			x						x	x	x ¹⁾			

				x	x ¹⁾								x	x ¹⁾
					x ¹⁾									

Micropuntas, 200 µl														
307.0200B + R		x	x	x				x	x	x	x			x
327.0200B + R		x	x	x				x	x	x	x			x
308.0200B + R		x	x					x	x	x	x			x
309.0200B + R		x	x	x				x	x	x	x			x
329.0200B + R		x	x	x				x	x	x	x			x
328.0200B + R		x						x	x					
308.0200GR		x	x					x	x	x	x			
308.0200LFS + LFR				x							x			

			x	x	x									
			x	x	x									
			x	x	x	x							x	x
			x	x	x	x							x	x
			x	x	x	x							x	x
			x	x	x	x								
			x	x	x	x								
						x								

Micropuntas, 300 / 350 µl														
308.0350B + R				x						x	x	x		x
308.0300 FR + AFB				x						x				x ¹⁾

			x	x	x	x							x	x
					x									x

Micropuntas, 1000 µl														
307.1000B + R				x						x				
309.1000B + R				x						x				
319.1000B + R				x						x				
318.1000B + R				x						x				
309.1000FR + AFB				x						x				

						x								
						x								
						x								
						x								
						x								

Macropuntas														
312.02 (2 ml)										x				
312.05 (5 ml)											x			
312.10 (10 ml)												x		

						x								

¹⁾ Solo para el volumen máximo de la punta ²⁾ Solo >2 µl