




Kit grado alcohólico y densidad en vino, KZG001

Ref. KZG001, DBJ005, KJB004, KLL003

Kit formado por diversas herramientas para la determinación precisa del grado alcohólico y la densidad del vino.



Características de los componentes:

Probeta graduada:

- Fabricada en polipropileno
- Capacidad 250 mL
- Base hexagonal
- Con pico
- Graduación permanente en relieve

Referencia	Altura (mm)	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Divisiones (mL)
DBJ005	328	37	40	2

Termómetro de varilla:

- Graduación exterior en color marrón resistente a la acción de agentes químicos y físicos
- Relleno de líquido orgánico coloreado no contaminante o peligroso
- Con fondo amarillo
- Con anilla de vidrio en un extremo

Referencia	Rango (°C)	Divisiones (°C)	Longitud (mm)
KJB004	-10/110	0.5	300

Mostímetro:

Referencia	Rango	Divisiones	Longitud (mm)	Ø (mm)
KLL003	4-18 % alcohol probable	1/2	310	19
	980-1130 Kg/m ³	1/1		