

COMECTA Termómetro infrarrojo "HT-100"

OPTIC
ivymen
SYSTEM

NUEVO

Termómetro infrarrojo sin contacto para tomar la temperatura corporal.
Opción de medición en modo dual "Frente/objeto", medición en 1 segundo.
F1: Punto de alarma de temperatura.
F2: Copensación de temperatura.
F3: Tono de advertencia Abierto/cerrado.
F4: Temperatura del cuerpo/objeto.

Código **5903028**

Distancia de medición: 5-20 cm.

Ambiente de operación: 10-40°C ≤80% de humedad.

Objeto: 0-100 °C.

Modo cuerpo: 32-42,9 °C.

Memoria: 32 conjuntos.

Precisión: ±0,2 °C.

Resolución de pantalla: 0,1 °C.

Apagado automático cuando está inactivo.

Tamaño de la unidad: 88x44x61 mm.

Peso: 160g

