



## Soporte abierto para un embudo

Ref. BJS007

Fabricado en polipropileno.

Incluye 2 casquillos para varillas de soporte de 12,7 mm o 9,5 mm de diámetro.



### Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad
BJS007	2 embudos de separación / decantación de 250 a 1000 mL

## Soporte cerrado para un embudo

Ref. BJS008

Fabricado en polipropileno.

Incluye 2 casquillos para varillas de soporte de 12,7 mm o 9,5 mm de diámetro.



### Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad
BJS008	Anillo interior extraíble: embudos de 25 a 76 mm de diámetro
	Anillo exterior: embudos de 76 a 152 mm de diámetro superior

## Soporte para dos embudos

Ref. BJS009

Fabricado en polipropileno.

Incluye dos casquillos para varillas de soporte de 12,7 mm o 9,5 mm de diámetro.



### Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad
BJS009	Anillo interior extraíble: embudos de 25 a 76 mm de diámetro superior
	Anillo exterior: embudos de 76 a 152 mm de diámetro superior