

Analógicos / Analogical

- 1 | Permite una suave pero eficaz mezcla de las muestras biológicas.
- 2 | Dos modelos diferentes: el primer modelo tipo “disco” y el segundo modelo tipo “asador”.
- 3 | Un diseño compacto que permite introducir el equipo en una incubadora o un refrigerador.
- 4 | Permite el uso de una amplia variedad de accesorios adaptándose a todo tipo de necesidades.
- 5 | Capacidad del rotor: 48 x 1,5mL, 16 x 15mL y 8 x 50mL.
- 6 | Protección de acuerdo a DIN EN60529: IP21.

Suministrado con:

- 3 Bolsas de 12 adaptadores de 1,5 mL.
- 1 Bolsa de 12 adaptadores de 15 mL.
- 1 Bolsa de 12 adaptadores de 50 mL.

- 1 | Give gentle but effective mixing of biological samples.
- 2 | 2 models: the first one with disc, the other one with rotisserie.
- 3 | Compact space-saving design fits easily in the incubator and refrigerator.
- 4 | Used with a wide variety of accessories, available for all kind of needs.
- 5 | Rotator capacity: 48 x 1.5 mL - 16 x 15 mL - 8 x 50 mL.
- 6 | Protection class according to DIN EN60529: IP21.

Delivered with:

- 3 Bags of 12 adapters 1,5 mL.
- 1 Bag of 12 adapters 15 mL.
- 1 Bag of 12 adapters 50 mL.

Ref. / code: 50683021



Ref. / code: 50683020



Referencia / Code	50683021	50683020
Modelo / Model	RSLAB -9 Disco	RSLAB -9 Asador
Movimiento de agitación / Shaking movement	Rotativo / Rotary	
Regulación de la velocidad / Speed control	Analógico / Analogical	
Rango de velocidad / Speed range	0 – 80 rpm	
Dimensiones / Dimensions	300x220x310 mm	150x530x190 mm
Peso / Weight	2,0Kg	1,7 Kg
Tipo de funcionamiento / Run type	En continuo / Continuous	

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.
Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.



Digital / Digital

- 1| Control digital de la velocidad y el tiempo en la pantalla LCD.
- 2| Movimiento de rotación suave pero efectivo además de estar equipado con un dispositivo de frenado.
- 3| Velocidad ajustable entre 0 y 70 rpm.
- 4| Amplia gama de accesorios para el uso de diferentes tipos de recipientes garantizando una fijación estable durante la agitación.
- 5| Ángulo de mezcla ajustable entre 0° y 90°.
- 6| Modo de funcionamiento continuo y programado.
- 7| Protección de acuerdo a DIN EN60529: IP21.

- 1| Digital control speed and LCD display timer and speed.
- 2| Gentle but effective mixing and equipped with breaking device.
- 3| Adjustable speed between 0 and 70 rpm.
- 4| Wide range of accessories for use with different tubes sizes to ensure a stable and secure attachment during agitation.
- 5| Adjustable mixing angle between 0° and 90°.
- 6| Timing and continuous operation modes.
- 7| Protection class according to DIN EN60529: IP21.

Ref. / code: 50683091



Referencia / Code	50683091	50683090
Modelo / Model	RSLAB -9 digital disco / digital disc	RSLAB -9 digital asador / digital rotisserie
Movimiento de agitación / Shacking movement	Rotativo / Rotary	
Rango de velocidad / Speed range	10-70 rpm	
Tipo de funcionamiento / Run type	En continuo o programado / Continuous or timed	
Tiempo / Timer	1/1199 min	
Dimensiones / Dimensions	510x190x260 mm	
Peso / Weight	8,0 Kg	


Accesorios tipo "disco" para modelo RSLAB -9 digital (No incluidos) / Disc accessories for models RSLAB -9 digital (Not included)



Ref. / code: 90683911



Ref. / code: 90683913



Ref. / code: 90683912


Referencia Code	Descripción Description
90683911	Accesorio tipo disco para 60 tubos de 1,5 mL / Disc accessory for 60 tubes of 1.5 mL
90683912	Accesorio tipo disco para 16 tubos de 15 mL / Disc accessory for 16 tubes of 15 mL
90683913	Accesorio tipo disco para 8 tubos de 50 mL (incluido) / Disc accessory for 8 tubes of 50 mL (provided)
90683914	4 varillas soporte para integrar un segundo disco / 4 rods for second disc support

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.
Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

Accesorios tipo "asador" para modelo RSLAB - 9 digital (No incluidos) / Rotisserie accessories for models RSLAB -9 digital (Not included)



Ref. / code: 90683901



Ref. / code: 90683902




Ref. / code: 90683903



Ref. / code: 90683904



Ref. / code: 90683905



Ref. / code: 90683906

Referencia Code	Descripción Description
90683901	Accesorio tipo asador horizontal para 48 tubos de 1,5 mL / Horizontal rotisserie accessory for 48 tubes of 1.5 mL
90683902	Accesorio tipo asador horizontal para 24 tubos de 15 mL / Horizontal rotisserie accessory for 24 tubes of 15 mL
90683903	Accesorio tipo asador horizontal para 24 tubos de 50 mL / Horizontal rotisserie accessory for 24 tubes of 50 mL
90683904	Accesorio tipo asador vertical para 32 tubos de 1,5 mL / Vertical rotisserie accessory for 32 tubes of 1.5 mL
90683905	Accesorio tipo asador vertical para 16 tubos de 15 mL / Vertical rotisserie accessory for 16 tubes of 15 mL
90683906	Accesorio tipo asador vertical para 16 tubos de 50 mL (incluido) / Vertical rotisserie accessory for 16 tubes of 50 mL (included)

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.
Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.