

Microscopios, serie 115 / Microscopes, series 115

Marca|Trademark: Zuzi



La serie 115 de microscopios ZUZI presenta excelentes cualidades para el trabajo de profesionales e investigadores gracias a su diseño robusto y moderno.

El microscopio está equipado con óptica semiplana acromática que corrige aberraciones cromáticas y esféricas, lo que permite obtener unas imágenes de calidad excelente para su captura e impresión de fotografías. De diseño ergonómico, el revólver es cuádruple giratorio 360° en ambos sentidos e invertido 45°, lo que facilita enormemente la colocación de filtros y la manipulación de las muestras. Enfoque macro y micro con sistema de piñón y cremallera que presenta tope para bloqueo superior de platina y ajuste de tensión.

El modelo trinocular, apto para acoplar cámaras fotográficas o de vídeo, presenta una palanca de desvío de haz de luz que presenta dos posiciones 100% luz hacia los oculares o bien 100% hacia el tubo trinocular.

ZUZI microscopes series 115 presents excellent features for either researchers or professionals thanks to its Sorong and modern design.

The microscope is equipped with semi-plan achromatic optics to correct chromatic and spherical aberrations, thus permitting to obtain excellent images to capture and print photographs. Ergonomic, its quadruple nosepiece is rotary 360° and inverted 45°, which facilitates placing objectives and sample handling. Coarse and fine (graduated) focusing by opinion and rack system, with limit for upper blockade of the stage and tension adjustment.

Trinocular model, suitable for coupling either photographic or video cameras, is provided with handle for light beam deviation, with two different positions: 100% of the light to the eyepieces or 100% of the light to the trinocular tube.

Referencia / Code	50115006	50115007	50115008
Cabezal / Head	Monocular / Monocular	Binocular / Binocular	Trinocular / Trinocular
Revólver / Nosepiece		Cuádruple / Quadruple 4x (N.A.: 0.10) 10X (N.A.: 0.25) 40X (R) (N.A.: 0.65) 100x (R)(I) (N.A.: 1.25)	
Objetivos / Objectives	Semiplano acromáticos (antifúngicos) / Semiplan achromatic (antifungal)		
Condensador / Condenser	Abbe (N.A.: 1.25) con diagrama y portafiltros / Abbe (N.A.: 1.25) with diaphragm and filter holder		
Iluminación / Lighting	Lámpara halógena / Halogen lamp 6V 50 W		
Dimensiones / Dimensions	200x230x400 mm		

