

El nuevo agitador magnético extra plano RS LAB está particularmente indicado para las siguientes aplicaciones: física/química, análisis y laboratorios de biotecnología

- 1 | Grosor: sólo 15 mm
- 2 | Con sistema de auto-reverse para una mejor agitación
- 3 | Alta clase de protección: IP65.
- 4 | El plato está fabricado para resistir agentes químicos
- 5 | Antideslizante y estable

The new ultra-flat magnetic stirrer of our RSLAB range is particularly suitable for the following applications : physical/chemical, analysis and biotechnology laboratories.

- 1 | Thickness : only 15 mm
- 2 | Automatic reverse rotation for better mixing results
- 3 | High IP protection class : IP65.
- 4 | Set-up plate is made from chemically resistant materials
- 5 | Slip-proof and stable



Referencia / Code	50684040
Modelo / Model	1F - Flat Design
Rango de velocidad / Speed range	15-1500 rpm
Volumen máximo de agitación / Max. stirring volume	0,80 L (H2O)
Máx. peso de agitación / Max. stirring weight	2 kg
Regulación de velocidad / Speed adjustment	Por los botones +/- By +/- buttons
Luz de funcionamiento / Work light	Sí / Yes
Ø. de plato / Ø. work plate	90 mm
Calefacción / Heating	No / No
Dimensiones (LxIxH)	175X120X15 mm
Dimensions (LxWxH)	
Peso / Weight	0,30 Kg

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos
Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.