



► Cuchillas desechables para microtomo

1 | El uso continuado del microtomo hace necesario el cambio de cuchilla cada cierto tiempo para obtener siempre cortes precisos y en perfecto estado. Con este propósito le ofrecemos este conjunto de cuchillas desechables Feather fabricadas en acero inoxidable y filo especialmente recubierto para obtener un rendimiento superior en el corte.

2 | Disponemos de varios modelos para que el usuario seleccione aquél que mejor se adapte a sus necesidades. Cada cuchilla presenta unas dimensiones de 80x8 mm y pueden ser utilizadas en aquellos microtomos que dispongan de portacuchillas para cuchillas desechables. Todos los modelos se suministran en dispensadores de 50 unidades.

Cuchillas R-35. Rutina



- 1 | Para cortes finos de tejidos blandos o no extremadamente duros incluidos en bloques de parafina.
- 2 | Especialmente adecuadas para operaciones rutinarias.
- 3 | El doble recubrimiento del filo aumenta la resistencia y durabilidad de la cuchilla.

Referencia	ZFR003
Modelo	R35
Descripción	Uso rutinario

Cuchillas S-35. Fino



- 1 | Para cortes extrafinos de tejidos blandos o no extremadamente duros incluidos en bloques de parafina.
- 2 | Gran rendimiento en el corte y durabilidad.

Referencia	ZFR004
Modelo	S35
Descripción	Para cortes extrafinos

Cuchillas A-35. Superior



- 1 | Especialmente diseñadas para el corte de bloques de tejido duro.
- 2 | De vida duradera y estable tras el desbastado.

Referencia	ZFR001
Modelo	A35
Descripción	Para cortes de tejidos duros

Cuchillas N-35. Larga duración



- 1 | Para cortes finos de tejidos blandos o no extremadamente duros incluidos en bloques de parafina.
- 2 | Son cuchillas con vida muy larga, en las que no es necesario cambiar la región del filo tras el desbastado de la muestra.

Referencia	ZFR002
Modelo	N35
Descripción	Larga duración