



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y acero AISI 316*
- Ofrece una buena resistencia térmica, se pueden utilizar a temperaturas que van desde -180 °C hasta 500 °C. Lo que los convierte en una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde almacenamiento en frío hasta procesos de control de temperatura.
- Cuenta con una buena resistencia química. Lo que garantiza su durabilidad y rendimiento en cualquier entorno de laboratorio.

* Palas con mango: FKW027, FKW028

BANDEJAS PARA INSTRUMENTOS: BTN012, BTN013, BTN014, BTN015, BTN016

CRISOLES: CPH024, CPH025, CPH026, CPH027

PALAS: FKW023, FKW024, FKW027, FKW028

JARRAS: CCG008, CCG009, CCG009, CCG010, CCG01, CCG012, CCG013

VASOS PRECIPITADOS CON PICO: CBJ006, CBJ007, CBJ008, CBJ009, CBJ010, CBJ011

VASOS PRECIPITADOS SIN PICO: CBK008, CBK009, CBK010, CBK011, CBK012, CBK013



Bandejas de acero inoxidable para instrumentos

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Presentan una superficie lisa y fácil de limpiar.

Referencia	Medidas exteriores			Medidas interiores	
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)
BTN012	158	112	40	190	125
BTN013	211	147	45	244	161
BTN014	270	177	50	305	195
BTN015	301	241	55	338	261
BTN016	395	160	30	338	261



Palas

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y acero AISI 316. Presentan una superficie lisa y fácil de limpiar y están indicadas para su uso en la industria farmacéutica.

Referencia	Longitud total (mm)	Longitud útil (mm)	Ancho (mm)	Capacidad (mL)
FKW023	320	150	82	250
FKW024	360	200	102	500
FKW027*	320	150	50	120
FKW028*	250	145	75	450

*Acero AISI 316



Vasos con reborde con y sin pico

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Presentan una superficie lisa y fácil de limpiar. Con borde curvado y resistentes a agentes químicos.

Referencia	Capacidad (mL)	Altura (mm)	Diámetro (mm)
Con pico			
CBJ006	250	85	65
CBJ007	500	110	80
CBJ008	1000	130	100
CBJ009	2000	180	120
CBJ010	3000	180	150
CBJ011	5000	210	180
Sin pico			
CBK008	250	85	65
CBK009	500	110	80
CBK010	1000	130	100
CBK011	2000	180	120
CBK012	3000	180	150
CBK013	5000	210	180



Jarras con reborde y pico

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Presentan una superficie lisa y fácil de limpiar. Con borde curvado y resistentes a agentes químicos.

Referencia	Capacidad (mL)	Altura (mm)	Diámetro (mm)
CCG008	250	85	65
CCG009	500	110	80
CCG010	1000	130	100
CCG011	2000	180	120
CCG012	3000	180	150
CCG013	5000	210	180



Crises

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Presentan una superficie lisa y fácil de limpiar. Resistentes a agentes químicos.

Referencia	Capacidad (mL)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Espesor (mm)
CPH024	20	35	30	1
CPH025	25	40	35	1
CPH026	40	50	45	1
CPH027	50	60	50	1