



Tubos de cultivo

Ref. BGG013, BGG016, BGG006, BGG015

Fondo redondo, sin tapón

Ref. BGG013, BGG016



- Fabricado en vidrio soda
- Con cuello de rosca y fondo redondo

Referencia	Ø (mm)	Longitud (mm)	Grosor (mm)	Capacidad (mL)
BGG013	16	160	1.00	22
BGG016	19.25	200	1.00	42

Fondo redondo, con tapón de aluminio

Ref. BGG006, BGG015



- Fabricado en vidrio soda
- Tubo con cuello de rosca y fondo redondo
- Tapón de aluminio con junta de goma

Referencia	Ø tubo (mm)	Longitud tubo (mm)	Grosor (mm)	Capacidad (mL)
BGG006	16	160	1.00	22
BGG015	19.25	200	1.00	42

TUBOS

[B] MATERIAL DE USO GENERAL

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos