



Analógicos multiposición, RSLAB-9

Ref. LJG002, LJG001

- Permite una suave pero eficaz mezcla de las muestras biológicas. Dos modelos diferentes: el primer modelo tipo "disco" y el segundo modelo tipo "asador".
- Un diseño compacto que permite introducir el equipo en una incubadora o un refrigerador.
- Permite el uso de una amplia variedad de accesorios.
- Protección de acuerdo a DIN EN60529: IP21.
- Suministrado con:
 - 3 Bolsas de 12 adaptadores de 1,5 mL.
 - 1 Bolsa de 12 adaptadores de 15 mL.
 - 1 Bolsa de 12 adaptadores de 50 mL.



Ref. LJG002



Ref. LJG001

Especificaciones técnicas

Referencia	LJG002	LJG001*
Modelo	RSLAB-9 Disco	RSLAB-9 Asador
Rango de velocidad	0 – 80 rpm	0 – 80 rpm
Movimiento de agitación	Rotativo	Rotativo
Tipo de funcionamiento	En continuo	En continuo
Dimensiones aprox.	300x220x310 mm	530x150x190 mm
Peso aprox.	2,0 Kg	1,7 Kg

* Referencia DLAB

Accesorios incluidos con el equipo



PINZAS PARA TUBOS

Referencia	Descripción	Pack
LJJ011	Para tubos de 1,5 mL	12
LJJ012	Para tubos de 15 mL	12
LJJ013	Para tubos de 50 mL	12



Digitales multiposición, RSLAB-9

Ref. LJG004, LJG003

- Control digital de la velocidad y el tiempo en la pantalla LCD. Movimiento de rotación suave pero efectivo además de estar equipado con un dispositivo de frenado.
- Amplia gama de accesorios para el uso de diferentes tipos de recipientes garantizando una fijación estable durante la agitación.
- Protección de acuerdo a DIN EN60529: IP21.



Ref. LJG003



Ref. LJG004

Especificaciones técnicas

Referencia	LJG004	LJG003
Modelo	RSLAB-9 digital disco	RSLAB-9 digital asador
Rango de velocidad	10-70 rpm	10-70 rpm
Movimiento de agitación	Rotativo	Rotativo
Ángulo de agitación	Ajustable de 0° a 90°	Ajustable de 0° a 90°
Tipo de funcionamiento	En continuo o programado	En continuo o programado
Temporizador	1 - 1199 min	1 - 1199 min
Dimensiones aprox.	510 x 190 x 260 mm	510 x 190 x 260 mm
Peso aprox.	8,0 Kg	8,0 Kg




Digitales multiposición, RSLAB-9

Ref. LJG004, LJG003

Accesorios incluidos con el equipo



Tipo asador, vertical
Referencia LJJ006*
Para 16 tubos de 50 mL
* incluida con el equipo



Tipo disco
Referencia LJJ009*
Para 8 tubos de 50 mL
* incluida con el equipo

Accesorios compatibles con el equipo



Tipo asador, horizontal
Referencia LJJ001
Para 48 tubos de 1,5 mL



Tipo asador, horizontal
Referencia LJJ002
Para 24 tubos de 1,5 mL



Tipo asador, horizontal
Referencia LJJ003
Para 24 tubos de 50 mL




Tipo asador, vertical
Referencia LJJ004
Para 32 tubos de 1,5 mL



Tipo asador, vertical
Referencia LJJ005
Para 16 tubos de 15 mL



Tipo disco
Referencia LJJ007
Para 60 tubos de 1,5 mL



Tipo disco
Referencia LJJ008
Para 16 tubos de 15 mL



4 barras
Referencia LJJ010
Para integrar otro soporte
tipo disco