



Probeta graduada PP

**Ref. DBJ001, DBJ002, DBJ003, DBJ004,
DBJ005, DBJ006, DBJ007, DBJ008**

- Fabricadas en polipropileno
- Con base hexagonal que proporciona una mayor estabilidad a la probeta, todas ellas cuentan con pico para un fácil vertido
- Con graduación permanente en relieve



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Ø Interno*	Altura*	Divisiones
DBJ001	10 mL	12,5 mm	147 mm	0,2 mL
DBJ002	25 mL	18 mm	171 mm	0,5 mL
DBJ003	50 mL	23,5 mm	250 mm	1 mL
DBJ004	100 mL	28 mm	250 mm	1 mL
DBJ005	250 mL	37 mm	328 mm	2 mL
DBJ006	500 mL	52,5 mm	365 mm	5 mL
DBJ007	1000 mL	62 mm	440 mm	10 mL
DBJ008	2000 mL	78,5 mm	536 mm	20 mL

**Dimensiones aprox.*