



Los desecadores se utilizan para la desecación de sustancias húmedas o para el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad del aire. Su construcción permite su uso en procesos de vacío. La superficie de contacto de la tapa y la base del desecador están rectificadas con precisión. Todas las piezas del desecador son intercambiables por lo que pueden

suministrarse como piezas de recambio. El diseño diferente de algunas piezas en particular permite al usuario montar su propio desecador según sus necesidades. Es importante prestar atención al diámetro especificado de las piezas combinadas.

► Desecador con tapa botón de polipropileno




El desecador está fabricado con vidrio borosilicato perfectamente transparente. Incluye tapa con botón de plástico. No incluye el disco de porcelana

Referencia	Diámetro Interno	Diámetro externo
BDD006	100 mm	151 mm
BDD007	150 mm	210 mm
BDD008	200 mm	269 mm
BDD009	250 mm	329 mm
BDD010	300 mm	392 mm

dimensiones

d_1 : diámetro externo
 d_2 : diámetro interno
 h : altura



► Desecadores con tapa llave 24/29 y llave



El desecador está fabricado en vidrio borosilicato Simax 3.3. Está diseñado para una variedad de trabajos de vacío. Todas sus piezas son intercambiables u se pueden suministrar como repuestos.

Usos más comunes: desecación de muestras, almacenamiento de muestras sensibles a la humedad.

Referencia	d_1	d_2	h
BDB020	153 mm	94 mm	177 mm
BDB021	215 mm	143 mm	247 mm
BDB022	270 mm	192 mm	300 mm
BDB023	320 mm	239 mm	349 mm
BDB024	380 mm	285 mm	424 mm



Referencia	d_2	d_1
BDB011	100 mm	151 mm
BDB012	150 mm	210 mm
BDB013	200 mm	269 mm
BDB014*	250 mm	329 mm
BDB015	300 mm	392 mm

* este artículo se suministra bajo pedido




► Desecadores con tapa botón de vidrio



ISO
13130

dimensiones



El desecador está fabricado en vidrio borosilicato Simax 3.3. Está diseñado para una variedad de trabajos de vacío. Todas sus piezas son intercambiables y se pueden suministrar como repuestos.

Usos más comunes: desecación de muestras, almacenamiento de muestras sensibles a la humedad.

Referencia	d_1	d_2	h
BDD011	153 mm	94 mm	191 mm
BDD012	215 mm	143 mm	261 mm
BDD013*	270 mm	192 mm	311 mm
BDD014	320 mm	239 mm	363 mm
BDD015	380 mm	285 mm	438 mm

* esta referencia está disponible bajo pedido


► Desecador con llave recta



ISO
13130

BORO
3.3

dimensiones



El desecador está fabricado con vidrio borosilicato perfectamente transparente. Incluye tapa con llave recta de vidrio. No incluye el disco de porcelana

Referencia	d_2	d_1
BDB006	100 mm	151 mm
BDB007	150 mm	210 mm
BDB008*	200 mm	269 mm
BDB009	250 mm	329 mm
BDB010	300 mm	392 mm

* este artículo se suministra bajo pedido

► Campanas tapa botón



BORO
3.3

Referencia	Ø base	h
BDJ001	150 mm	150 mm
BDJ002*	150 mm	250 mm
BDJ003	150 mm	200 mm
BDJ004	200 mm	200 mm
BDJ005	200 mm	300 mm
BDJ006	300 mm	400 mm

* este artículo se suministra bajo pedido



ACCESORIOS PARA DESECADORES

▶ Tapón PP con orificio



Referencia	Diámetro base	Diámetro orificio
BDL028	52 mm	9 mm

▶ Tapón PP para tapa botón



Referencia	Diámetro base
BDL046	52 mm

▶ Tapa esmerilada 24/29 tapa botón



BORO
3.3

Referencia	d	h	Esmerilado
BDL018	153 mm	64 mm	24/29
BDL019	215 mm	89 mm	24/29
BDL020	270 mm	97 mm	24/29
BDL021	320 mm	111 mm	24/29
BDL022	380 mm	136 mm	24/29

▶ Tapas para desecadores, tapa botón



BORO
3.3

Referencia	d	h
BDL006	153 mm	78 mm
BDL007	215 mm	103 mm
BDL008	270 mm	108 mm
BDL009	320 mm	125 mm
BDL010	380 mm	150 mm



BORO
3.3

Referencia	Para desecador	Diámetro base	h
BDL036	100 mm	153 mm	83 mm
BDL037	150 mm	213 mm	95 mm
BDL038	200 mm	272 mm	123 mm
BDL039	250 mm	333 mm	139 mm
BDL040	300 mm	395 mm	140 mm



BORO
3.3

Referencia	Para desecador	Diámetro base	h
BDL041	100 mm	153 mm	84 mm
BDL042	150 mm	213 mm	96 mm
BDL043	200 mm	272 mm	124 mm
BDL044	250 mm	333 mm	140 mm
BDL045	300 mm	395 mm	141 mm



ACCESORIOS PARA DESECADORES


▶ Tapa para desecador con llave recta



BORO
3.3

dimensiones

d_1 : diámetro base
 d_2 : diámetro interno orificio
 h : altura



Referencia	Para desecador	d_1	d_2	h
BDL029*	100 mm	153 mm	9 mm	84 mm
BDL030*	150 mm	213 mm	9 mm	96 mm
BDL031*	200 mm	272 mm	9 mm	124 mm
BDL032	250 mm	333 mm	9 mm	140 mm
BDL033	300 mm	395 mm	9 mm	141 mm

* este artículo se suministra bajo pedido

▶ Llave para desecador llave RIN 24/29



BORO
3.3

Referencia	Esmilado
BDL023	24/29

▶ Llave con junta recta



BORO
3.3

Referencia	Diámetro base
BDL034	8 mm

▶ Llave 24/29 para desecador



BORO
3.3

Referencia	Esmilado
BDL035	24/29