


TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item Articolo	Orange tube K32 Tubi orange K32
Intended Use Utilizzo	Designed for laboratory use. Useful for gases non-corrosive liquids and medium concentration acids Studiati per tutti i normali impieghi di laboratorio Utilizzati per il passaggio di gas o liquidi non corrosivi acidi di media concentrazione.
User Utilizzatore	Trained laboratory staff. For generic laboratory use. Personale di laboratorio trainato. Per uso generico di laboratorio
Raw Material Materia prima	Natural rubber Gomma naturale



CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code Codice	Dimensions dimensioni mm	PKG. m
3860	3 x 5	10
3861	4 x 7	10
3862	5 x 8	10
3863	6 x 9	10
3864	6 x 12	10
3865	8 x 12	10
3866	9 x 13	10
3867	10 x 14	10
3868	12 x 17	10

GENERAL FEATURES/CONFORNITIES – CARATTERISTICHE GENERALI/CONFORMITA'

CE IVD Mark Marchio CE IVD	No No
Sterile product Prodotto sterile	No No
Validity of the product Validità del prodotto	No expiry date on the product Nessuna data di scadenza riportata sul prodotto

STERILIZATION /STERILIZZAZIONE

Autoclavability + 121°C Autoclavabile +121° C	No
Gas (Ethylene Oxide) Gas Ossido di Etilene	Yes Sì
Dry Heat (+160°C) A secco (+160°C)	Yes Sì
Chemical (Formalin) Chimica (Formalina)	No No
Irradiation Irraggiamento	Yes Sì
Microwave Microonde	No No

CLEANING OPERATIONS/OPERAZIONI DI PULIZIA

Slight contamination Leggera contaminazione	Wash with neutral detergent (pH 7) Lavare con detergente neutro (pH7)
Consistent contamination Contaminazione consistente	Wash with alkaline detergent (pH up to 12) Lavare con detergente alcalino (pH fino a 12)

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE CODICE	MINIMUM PACK m CONFEZIONAMENTO MINIMO m	CASE SCATOLA
3860	10	-
3861	10	-
3862	10	-
3863	10	-
3864	10	-
3865	10	-
3866	10	-
3867	10	-
3868	10	-

CHEMICAL RESISTANCE OF/RESISTENZA CHIMICA

Categories of substances Categorie di sostanze	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid Acido inorganico	Sulphuric acid Acido Solforico	98	C	-	-
Organic Acid Acido Organico	Benzoic acid Acido Benzoico	100	C	-	-
Alcohol Alcole	Ethanol Etanolo	100	A	A	A
Aldehydes Aldeide	Acetaldehyde Acetaldeide	100	C	-	-
Inorganic alkali Base inorganica	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	C	-	-
Organic alkali Base organica	Aniline Anilina	100	C	-	-
Ketone Chetone	Acetone Acetone	100	C	-	-
Esther Estere	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	C	-	-
Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	-	-
Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico	Benzene Benzene	100	C	-	-
Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare	Hexane Esano	100	C	-	-
Supersolvent Supersolvente	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	C	-	-

Legenda (not applicable if neglected):

Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance;** exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza;** l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance;** exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza;** l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance;** exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza;** non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use, it is recommended to carry out preliminary testing.

I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

Operating instructions Avvertenze per l'uso

- For generic laboratory use
Utilizzare per usi generici di laboratorio
- In case of content leakage, wear gloves
In caso di fuoriuscita del contenuto utilizzare i guanti

- Store in dry place. Keep away from high temperature and direct sunlight
Conservare il luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole
- Wasting: Use appropriate DPI and waste the products according to Regulations in force.
Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente