

- 1 | Fabricados en vidrio blanco de clase hidrolítica I, según Farmacopea Europea
2 | Dimensiones 12x32 mm
3 | Volumen 2 mL

- 1 | Made of type 1 clear glass according to European Pharmacopeia
2 | Dimensions 12x32 mm
3 | Volume 2 mL

Viales 2 mL, capsulables, boca DN11 / Vials 2 mL, crimp closure



Referencia Code	Vidrio Glass	Cierre Closure	Cuello Mouth	Graduación Graduation
12031010	Transparente / Clear	Capsulable / Crimp	DN11	No / No
12031011	Ámbar / Amber	Capsulable / Crimp	DN11	No / No
12031020	Transparente / Clear	Capsulable / Crimp	DN11	Sí / Yes
12031021	Ámbar / Amber	Capsulable / Crimp	DN11	Sí / Yes

Cápsulas de aluminio para viales DN11 / Aluminum caps for DN11 vials



Referencia Code	Cuello Mouth	Características Specifications
12031090	DN11	Junta PTFE silicona / Joint PTFE/silicone
12031091	DN11	Junta PTFE silicona pre-perforada / Joint PTFE/silicone pre-slit

Viales 2 mL, tapón a rosca / Vials 2 mL, screw cap



Referencia Code	Vidrio Glass	Cierre Closure	Cuello Mouth	Graduación Graduation
12031110	Transparente / Clear	Rosca / Screw	DN9	No / No
12031111	Ámbar / Amber	Rosca / Screw	DN9	No / No
12031120	Transparente / Clear	Rosca / Screw	DN9	Sí / Yes
12031121	Ámbar / Amber	Rosca / Screw	DN9	Sí Yes
12031210	Transparente / Clear	Rosca / Screw	DN8	No / No
12031211	Ámbar / Amber	Rosca / Screw	DN8	No / No
12031220	Transparente / Clear	Rosca / Screw	DN8	Sí Yes
12031221	Ámbar / Amber	Rosca / Screw	DN8	Sí Yes

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos
Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of hte goods.



Tapones PP, rosca, para viales de cromatografía / PP screw caps for vials



Ref.: 12031191



Ref.: 12031291

Referencia Code	Cuello Mouth	Características Specifications
12031190	DN9-425	Septum PTFE/goma / Septum PTFE/rubber
12031191	DN9-425	Septum PTFE/silicona / Septum PTFE/silicone
12031192	DN9-425	Septum PTFE/silicona, pre-perforado / Septum PTFE/silicone, pre-slit
12031290	DN8-425	Septum PTFE/goma / Septum PTFE/rubber
12031291	DN8-425	Septum PTFE/silicona / Septum PTFE/silicone
12031292	DN8-425	Septum PTFE/silicona, pre-perforado / Septum PTFE/silicone, pre-slit

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos
Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of hte goods.

