

NUEVO




CESTILLOS EN ALAMBRE CON ASA ABATIBLE.

En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico.

Diseño y medidas adaptados a los autoclaves Selecta. (Ver pág. 81 a 97).

Código	Código
1004771 de 220 Ø x 140 mm alto.	1000496 de 365 Ø x 265 mm alto.
1000596 de 220 Ø x 240 mm alto.	1000780 de 435 Ø x 205 mm alto.
1000495 de 265 Ø x 185 mm alto.	



ACCESORIO

Bastidores de alambre en acero inox. AISI 304, pulido electrolítico.

Código	Para cestillo	Código
1001217	Bastidor 4 compartimentos	1000495
1001218	Bastidor 6 compartimentos	1000496
1001222	Bastidor 7 compartimentos	1000780



CESTILLOS DE ALAMBRE

En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico.

Código	
1025115	de 150 Ø x 120 mm de alto
1025121	de 210 Ø x 180 mm de alto
1025124	de 240 Ø x 180 mm de alto

Con cruces.

Código
1125115
1125121
1125124



TAMBORES DE ESTERILIZACIÓN.

En acero inox. AISI 304.

Diseño y medidas ajustables a los autoclaves Selecta. (Ver págs. 81 a 97)

Código	Ø cm	Alto cm
1002418	25	18
1002419	35	27
1002420	28	18

No adaptados a los autoclaves Selecta.



CONTENEDOR ESTERILIZADOR PARA PIPETAS

En acero inox. AISI 304.

Código	Alto útil mm	Ø útil mm
1000829	400	72
1001126	400	130

CONTENEDOR ESTERILIZADOR PARA PLACAS PETRI

En acero inox. AISI 304. Con cestillo portaplacas de Ø hasta 120 mm.

Modelos	Alto / Ø útil mm	Capacidad placas
Código		
1001127	260 / 130	10
1001128	400 / 130	18



CESTILLO PARA CÁPSULAS PETRI

En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico.

Para 10 cápsulas de 80 hasta 100 mm Ø.

Código **1000259**



CESTILLO PORTAPIPETAS

En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico.

De 90 Ø x 250 mm de alto.

Código **1000251**



CONTENEDOR ESTERILIZADOR PARA PIPETAS

En acero inox. AISI 304. Tapa interior y base recubiertos de silicona para protección de las pipetas.

Código	Alto útil mm	Ø útil mm
1001597	290	65
1001598	340	65