

1| Los resultados de las técnicas de biología celular y biología molecular pueden verse gravemente influenciados por pequeños defectos o errores en el pipeteado por la cantidad o calidad de las muestras. Con las puntas "Premium line" de Digipette puede evitar estos errores obteniendo los mejores resultados en sus técnicas.

2| Las puntas para pipeta "Premium line" Digipette son de una gran calidad gracias a su diseño y su proceso de fabricación con la mejor materia prima y más avanzadas técnicas.

- Planta de fabricación totalmente automática libre del contacto humano.
- Salas limpias clase 100K.
- Acceso y ambiente controlado.
- Moldes de fabricación con acabado de diamante suizo que proporciona una superficie interna super lisa.
- Materia prima virgen de muy alta calidad: Polipropileno aprobado

por la FDA de grado médico, libre de trazas de metales, no citotóxico y biológicamente inerte.

3| Todas las puntas "premium line" están certificadas y completamente libres de DNAsas, RNAsas, ADN-humano, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR.

4| Las puntas con filtro (filtro de PE) protegen de la contaminación cruzada y de los aerosoles tanto en la pipeta como de la muestra.

5| Las puntas estériles son esterilizadas mediante radiación gamma cumpliendo con los estándar SAL 10-6 e ISO 11137.

6| En la fabricación de las puntas de baja retención no se usan agentes suavizantes que interfieran en los resultados de las muestras de proteínas.

7| Disponibles en dos formatos de envase:

- Bolsa de PE "self standing"
- Rack autoclavables y apilables.

CARACTERÍSTICAS

1| Libres de de DNAsas, RNAsas, h-DNA, pirógenos e inhibidores de la PCR.

2| El diseño de las puntas previene la denaturalización del DNA.

3| Se puede comprobar visualmente la correcta aspiración de las muestras gracias a su alta claridad y transparencia y a la graduación de las puntas.

4| Se adaptan a la mayoría de pipetas del mercado (ver tabla de compatibilidad).

5| Se cargan y eyectan fácilmente sin necesidad de ejercer fuerza.

6| Presentan una superficie interna super hidrofóbica que asegura máxima precisión en la recuperación y dispensación de la muestra.

	Referencia	Volumen	Filtro	Estéril	Baja retención	Envase
	MJB032	10 µL				Bolsa (1.000uds)
	MJB034	10 µL		■		Rack (96uds)
	MJB035	10 µL		■	■	Rack (96uds)
	MJB033	10 µL	■			Bolsa (1.000uds)
	MJB036	10 µL	■	■		Rack (96uds)
	MJD010	20 µL	■			Bolsa (1.000uds)
	MJD011	20 µL	■	■		Rack (96uds)
	MJD012	20 µL	■	■	■	Rack (96uds)
	MJG005	100 µL	■			Bolsa (1.000uds)
	MJG006	100 µL	■	■		Rack (96uds)
	MJJ040	200 µL				Bolsa (1.000uds)
	MJJ042	200 µL		■		Rack (96uds)
	MJJ043	200 µL		■	■	Rack (96uds)
	MJJ041	200 µL				Bolsa (1.000uds)
	MJJ044	200 µL	■	■		Rack (96uds)
	MJN038	1.000 µL				Bolsa (1.000uds)
	MJN040	1.000 µL		■		Rack (96uds)
	MJN041	1.000 µL		■	■	Rack (96uds)
	MJN039	1.000 µL	■			Bolsa (1.000uds)
	MJN042	1.000 µL	■	■		Rack (96uds)

Test de compatibilidad de pipetas

Test de compatibilidad de pipetas			10 µl					20 µl			100 µl		200 µl		1.000 µl						
			P. sin filtro			P. con filtro		P. con filtro			P. con filtro		P. sin filtro		P. con filtro		P. sin filtro		P. con filtro		
			MJB032	MJB034	MJB035	MJB033	MJB036	MJD010	MJD011	MJD012	MJC005	MJC006	MJJ040	MJJ042	MJJ043	MJJ041	MJJ044	MJN038	MJN040	MJN041	MJN039
Digipette		Modelo	Capacidad																		
		ECO																			
		MGB019	0,2-2 ul																		
		MGB020	1,0-10 ul																		
		MGB021	2,0-20 ul																		
		MGB022	20-100 ul																		
Autoclavable vol variable		MGB023	50-200 ul																		
		MGB024	100-1000 ul																		
		MGB001	0,1-2,5 ul																		
		MGB002	0,5-10 ul																		
		MGB003	2,0-20 ul																		
		MGB004	5,0-50 ul																		
		MGB005	10-100 ul																		
Autoclavable volumen fijo		MGB006	20-200 ul																		
		MGB007	100-1000 ul																		
		MGD001	10 ul																		
		MGD002	20 ul																		
		MGD003	25 ul																		
		MGD004	50 ul																		
		MGD005	100 ul																		
		MGD006	200 ul																		
Autoclavable 8 canales		MGD007	500 ul																		
		MGD008	1000 ul																		
		MGG001	0,5-10 ul																		
		MGG002	5,0-50 ul																		
		MGG003	10-100 ul																		
Autoclavable 12 canales		MGG004	20-200 ul																		
		MGG005	30-300 ul																		
		MGG006	0,5-10 ul																		
		MGG007	5,0-50 ul																		
		MGG008	10-100 ul																		
Dosypette		MGG009	20-200 ul																		
		MGG010	30-300 ul																		
		MGM039	0,5-10 ul																		
Accumax		MGM040	5,0-50 ul																		
		MGM041	30-300 ul																		
		MGM042	100-1000 ul																		
		Smart																			
Smart		MGB010	0,1-2,5 ul																		
		MGB011	0,5-10 ul																		
		MGB012	2,0-20 ul																		
		MGB013	5,0-50 ul																		
		MGB014	10-100 ul																		
		MGB015	20-200 ul																		
Socorex		MGB016	100-1000 ul																		
		Calibra digital 822																			
		MGB028	1,0-10 ul																		
Calibra digital 822		MGB030	2,0-20 ul																		
		MGB031	10-100 ul																		
		MGB032	20-200 ul																		
		MGB026	100-1000 ul																		
		MGB034	0,1-2 ul																		
		MGB035	0,5-10 ul																		
Acura manual 825		MGB036	1,0-10 ul																		
		MGB037	2,0-20 ul																		
		MGB038	5,0-50 ul																		
		MGB039	10-100 ul																		
		MGB040	20-200 ul																		
		MGB033	100-1000 ul																		
		Acura manual 826 XS																			
Acura manual 826 XS		MGB050	0,1-2 ul																		
		MGB051	0,5-10 ul																		
		MGB052	1,0-10 ul																		
		MGB053	2,0-20 ul																		
		MGB054	5,0-50 ul																		
		MGB055	10-100 ul																		
		MGB056	20-200 ul																		
		MGB057	100-1000 ul																		
		Acura manual 815																			
		Acura manual 815		MGD014	1 ul																
MGD015	5 ul																				
MGD016	10 ul																				
MGD017	10Y ul																				
MGD018	15 ul																				
MGD019	20 ul																				
MGD020	25 ul																				
MGD021	30 ul																				
MGD022	32 ul																				
MGD023	40 ul																				
MGD024	50 ul																				
MGD025	60 ul																				
MGD026	70 ul																				
MGD027	75 ul																				
MGD028	80 ul																				

