

**SPINCONTROL S. MODELOS 3-18KS\*, 3-18KHS\*, 3-30KS\*, 3-30KHS\*4-16S, 4-16KS\*, 4-16KHS\*, 6-16S, 6-16HS\*, 6-16KS, 6-16KHS\***



|   |                         |
|---|-------------------------|
| Temporizador  | desde 10' hasta 99' 59" |
| Pantalla Display  | TFT                     |
| Mensajes de texto en pantalla                                   | Sí                      |
| Display permanente valores prefijados/actuales                  | Sí                      |
| Lenguajes disponibles   | De, En, Es, Fr, Pt      |
| Incrementos de tiempo (seg)                                     | 60;1                    |
| Operación corta   | Sí                      |
| Operación continua  | Sí                      |
| Incrementos de velocidad (rpm)                                  | 100;1                   |
| Incrementos de fuerza (xg)                                      | 10;1                    |
| Muestra velocidad y fuerza g                                    | Sí                      |
| Incrementos de temperatura (°C)*                                | 1                       |
| Visualizar °C ó °F *  | Sí                      |
| Pre-enfriamiento*, conmutable                                   | Sí;Sí                   |
| Enfriamiento rápido   | Sí                      |
| Número de programas   | 60                      |
| Guardar programa definido por usuario                           | Sí                      |
| Programa de muestra de todos los parámetros                     | Sí                      |
| Curvas de aceleración/deceleración lineal                       | 10/10                   |
| Curvas de aceleración/deceleración cuadrática                   | 10/10                   |
| Curvas de aceleración/deceleración lineal libres usuario        | 10/10                   |
| Frenado libre   | Sí                      |
| Combinación de aceleración/frenado desde 1000-150 rpm           | Sí                      |
| Protección por código de bloqueo                                | Sí                      |
| Señal acústica, conmutable                                      | Sí;Sí                   |
| Parado de indicación óptica                                     | Sí                      |
| Seguimiento de los ciclos por rotor                             | Sí                      |
| Aviso de final de vida de rotor                                 | Sí                      |
| Apertura automática de la tapa al final del proceso, conmutable | Sí;Sí                   |
| Rotores pre-programados en velocidad, fuerza g y radio          | Sí                      |
| Cálculo por densidad del líquido <1,2 g/cm <sup>3</sup>         | Sí                      |
| Retrasar el comienzo del proceso                                | Sí                      |
| Bloqueo de unidad de control                                    | Sí                      |
| Monitorización de la centrifugación                             | Sí                      |

(\*) Sólo para las versiones refrigeradas

## ACCESORIOS

### TUBOS CON TAPÓN A ROSCA

#### 1. Tubos fondo redondo de 10 mL. Ø16 x 100mm.

En poliestireno, serigrafiados y con tapón a rosca.

Bolsas de 50 unidades.

Código **5004000** No estéril

Código **5004001** Estéril

#### 2. Tubos fondo redondo de 10 mL. Ø16 x 100mm.

En poliestireno y con tapón a rosca.

Código **5004002** No estéril, Bolsas de 1000 unidades.

Código **5004003** Estéril, Bolsas de 200 unidades.

#### 3. Tubos fondo cónico de 13,5 mL. Ø16 x 110mm.

En poliestireno y con tapón a rosca.

Rcf: 8,000 g.

Código **5004004** No estéril, Bolsas de 1000 unidades.

Código **5004005** Estéril, Bolsas de 200 unidades.

#### 4. Tubos fondo redondo de 15 mL. Ø16 x 120mm.

En poliestireno y con tapón a rosca.

Código **5004006** No estéril, Bolsas de 750 unidades.

Código **5004007** Estéril, Bolsas de 150 unidades.

#### 5. Tubos fondo cónico de 15 mL. Ø17 x 120mm.

En poliestireno, serigrafiado y con tapón a rosca.

Rcf: 3,500 g.

Bolsas de 150 unidades.

Código **5004008** No estéril

Código **5004009** Estéril

#### 6. Tubos fondo cónico de 15 mL. Ø17 x 120mm.

En polipropileno, serigrafiados y con tapón a rosca.

Rcf: 5,000g, Autoclavables.

Bolsas de 150 unidades.

Código **5004010** No estéril.

Código **5004011** Estéril

#### 7. Tubos cónicos fondo plano de 50 mL. Ø30 x 115mm.

En polipropileno, serigrafiados y con tapón a rosca.

Autoclavables.

Bolsas de 100 unidades.

Código **5004012** No estéril

Código **5004013** Estéril

#### 8. Tubos fondo cónico de 50 mL. Ø30 x 115mm.

En polipropileno, serigrafiados y con tapón a rosca.

Rcf: 5,000g, Autoclavables.

Bolsas de 100 unidades.

Código **5004014** No estéril

Código **5004015** Estéril

#### 9. Tubos fondo cónico de 50 mL. Ø30 x 115mm. Para materiales fotosensibles.

En polipropileno, serigrafiados y con tapón a rosca.

Rcf: 5,000g, Autoclavables a 121 °C.

Resistentes a temperaturas -80 °C.

Bolsas de 25 unidades.

Código **5004016** Estéril.

