



Instrumental diverso



LÁPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE

Para grabar sobre vidrio.

Código **1001130**



LÁPIZ CON PUNTA DE TUNGSTENO

Útil para grabar sobre vidrio, porta objetos, cerámica, plástico, etc. Dispositivo retraíble con clips para bolsillo.

Código **1001674**



CORTADOR DE TUBO DE VIDRIO

Para tubos hasta 30 mm Ø.

Código **1000016**



PRENSA-CORCHOS

Forma lagarto.

Código **6000070**



VIBROGRABADOR DE LABORATORIO SIGNOGRAPH-COM 25 DIAMANTE

Para la grabación intensa de todo tipo de vidrio, metal, materias plásticas, cerámicas, etc.

Para corriente 220-230 V. 50 Hz. Consumo: 25 W.

Se suministra con un juego de 5 puntas:

Diamante, carburo, acero templado, más dos para decoración.

Código **1001129**



TROMPAS PARA VACÍO

Código	Material	Presión	Caudal	Aspiración
4000633	PVC	2 Kg	8 l/min	2,6 l/min
7000293	Metálica	2 Kg	5 l/min	1 l/min
7000292	Metálica	2 Kg	5 l/min	0,5 l/min



SOPILETE

Modelo estudiante.

Largo total: 250 mm.

Código **1000595**

MORTEROS CON MANO

En acero gris. Únicamente apto para productos secos.

Código	Ø útil	Alto
1004713	130 mm	65 mm
1004715	150 mm	75 mm



AFILA TALADRA-TAPONES

Con cuchilla en acero templado y mango de madera.

Código **7000004**

TALADRA-TAPONES

En latón brillante y mango colectivo.

Código

7000846 6 calibres.

7000848 8 calibres.

7008412 12 calibres.

En latón brillante y mango individual.

Código

7000856 6 calibres.

7000858 8 calibres.

7008512 12 calibres.



TALADRA-TAPONES MINI

1001332 6 calibres de 4, 4.9, 5.5, 6.4, 8 y 9.5 mm Ø.



PERA DE CAUCHO PARA LLENAR PIPETAS

Con tres válvulas que permiten llenar, enrasar y vaciar las pipetas desde 6 a 10 mm Ø.

Código **1001733**



PERAS DE RICHARDSON DE CAUCHO

Con depósito de descompresión revestido de malla.

Para buretas automáticas de sobremesa y pulverizadores.

Código **1001168**