



Equipo digestor para detección de triquina

Referencia ZKZ001

La triquinosis es una enfermedad parasitaria y transmisible. Esta originada por el consumo de carnes crudas o mal cocinadas que estén parasitadas con larvas de un nematodo del género *Trichinella*, del cual existen distintas especies.

Los principales síntomas que se presentan en una persona afectada, por orden cronológico, son: Manifestaciones gastrointestinales, como dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea. Edema de párpados superiores seguido de hemorragias subconjuntivales y retinianas con dolor y fotofobia. Dolores musculares, sed, sudación, escalofríos, debilidad, postración, fiebre.



Compuesto por

LBD009	Agitador magnético digital con calefacción, modelo 693/1
PQB030	Embudo decantación 2L, abierto, p/equipo triquina (capacidad real mayor a 2.5L)
PQL006	Embudo cilíndrico 50mL, abierto, p/equipo triquina
ZKZ002	Tamiz 100x40, 180 μ m
FCB023	Soporte pie plato 300x175 mm con varilla 10x600mm
FCV004	Aro c/espiga cerrado \varnothing int. 105 mm, acero cromado
FCR002	Aro c/espiga abierto \varnothing int. 65 mm, acero cromado
FCG001	Pinza 2 dedos sin nuez, 12-45 mm
FCP002	Nuez doble pintada mediana, 16 mm (3 uds)
CBC025	Vaso forma baja 3000 mL
LDB011	Imán teflonado cilíndrico 55x8 mm
DBG003	Probeta graduada vidrio, 25 mL
DGJ010	Pipeta graduada 25 mL / 0,1 mL
MBJ009	Aspirador pipetas, 25 mL rojo
LDR010	Varilla agitación PP
BRB012	B/20 Placas Rodac cuadrículadas

* Las referencias de este equipo pueden estar sujetos a modificaciones según disponibilidad

Equipo digestor para detección de triquina Extensión

El equipo se suministra en su configuración estándar, pero puede ser ampliado con los siguientes elementos:

Referencia	Descripción
KBC001	Balanza de precisión 300 g / 0.01 g, serie 5162
HDD011	Estereomicroscopios serie Z
FMJ010	Pinza disección 1:2 dientes, 160 mm
FMN011	Tijera recta aguda-aguda, 160 mm
KKF002	Reloj bolsillo 24 h, 1 memoria
DGJ005	Pipeta graduada, 1 mL / 0.01 mL
DGJ008	Pipeta graduada, 10 mL / 0.1 mL