

# Arcones Congeladores -85 °C “LAB-11” y “LAB-51”

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -60 °C. A -85 °C. ESTABILIDAD  $\pm 0,5$  °C.



Arcón LAB-11  
Código 5020202



Arcón LAB-51  
5020203


## CARACTERÍSTICAS COMUNES

Arcones de bajo consumo y nivel sonoro inferior a 50 dB.  
Sistema de refrigeración por grupo compresor de una sola etapa.  
Recinto interior y tapa en acero tratado y esmaltado.  
Tapa con contrapeso con doble junta que evita la aparición de escarcha.  
Orificio inferior de desagüe.  
Conexión posterior directa para entrada de CO<sub>2</sub>.  
Cerradura con llave para proteger muestras valiosas.

## SISTEMA DE CONTROL

Indicador y selector digital de temperatura regulable de -60 °C a -85 °C con batería de reserva para una completa seguridad. Una alarma acústica y visual avisa de los posibles fallos y además dispone de una salida que permite conectar el arcón a alarma exterior.

## RECINTO INTERIOR ÚTIL



Medidas interiores (mm)		
	LAB-11	LAB-51
A	650	650
B	450	450
C	520	1500
D	400	400
E	200	200
F	250	250
G	320	1300

MODELOS	Código	Capacidad litros	Alto*/**	Ancho (exterior) mm	Fondo***	Espesor del aislante mm	Consumo W	Peso Kg.
LAB 11	5020202	130	920* / 1620**	720	730***	100	480	53
LAB 51	5020203	416	920* / 1620**	1700	730***	100	810	95

Alto\* = incluidas las ruedas de 50 mm. / Alto\*\* = con la puerta abierta. / Fondo\*\*\* = incluidas maneta y bisagras

## ACCESORIOS

\*Bastidor Portacajas en acero inoxidable.

Código	Alto / Ancho / Fondo mm	Para cajas de alto mm	*Bastidores x Arcón LAB-11 LAB-51	Cajas x Bastidor	Cajas x arcón LAB-11 LAB-51
5020244	335 140 140	50	3 3	6	18 18
5020245	326 140 140	75	3 3	4	12 12
5020246	320 140 140	100	3 3	3	9 9
5020248	610 140 140	50	6 27	11	66 297
5020212	551 140 140	75	6 27	7	42 189
5020213	530 140 140	100	6 27	5	30 135

\*En los bastidores códigos 5020244, 5020245 y 5020246, el número indicado de bastidores por arcón se refiere solamente al espacio ocupado entre las medidas interiores D, E y F mientras que en el resto de bastidores se indica el número máximo de bastidores por arcón comprendido entre las medidas interiores A, B y G.

Cajas de cartón con Tapa, medidas mm: 133 ancho x 133 fondo.

Código	Color	Alto	Código	Color	Alto	Código	Color	Alto
5020215	Blanco	50 mm	5020220	Blanco	75 mm	5020225	Blanco	100 mm
5020216	Azul		5020221	Azul		5020226	Azul	
5020217	Rojo		5020222	Rojo		5020227	Rojo	
5020218	Verde		5020223	Verde		5020228	Verde	
5020219	Amarillo		5020224	Amarillo		5020229	Amarillo	

Aparte de estas cajas y bastidores hay más accesorios disponibles, solicite información adicional.

Módulo de entrada CO<sub>2</sub>. Código 5020208

Registrador gráfico con display digital. Código 5020209



Cajas de cartón con tapa.

## Divisores para cajas de cartón.

Código	Para Cajas	Divisor	Divisiones (celdas)	Para tubos de Ø mm
5020230	50 mm alto	30 mm alto	10 x 10	12
5020231			9 x 9	13
5020232			8 x 8	14
5020233			7 x 7	16,5
5020234	75 mm alto	40 mm alto	10 x 10	12
5020235			9 x 9	13
5020236			8 x 8	14
5020237			7 x 7	16,5
5020238	100 mm alto	65 mm alto	10 x 10	12
5020239			9 x 9	13
5020240			8 x 8	14
5020241			7 x 7	16,5



Cajas de cartón según medidas 50, 75 y 100 mm. alto.



Divisores interiores para cajas de cartón según medidas.