



## Centrífuga refrigerada de gran capacidad y control por microprocesador para tubos, frascos y bolsas de sangre "Macrofriger-BLT-Blood"

TEMPERATURAS DE TRABAJO REGULABLES DESDE 0 HASTA 40 °C. (TEMPERATURA EN PARADO -20 °C).  
CAPACIDAD HASTA FRASCOS DE 1000 ml Y ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGRE TRIPLES Y CUÁDRUPLES DE 500 A 800 ml.  
CAPACIDAD MÁXIMA 12 BOLSAS.



Imagen de la centrífuga con cabezal y vasos con doble compartimento para bolsas de sangre triples o cuádruples de 500 a 800 ml.

Características y panel de mandos (ver página 161).

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen máximo:	.....	9600 ml.
Capacidad máxima del vaso:	.....	1600 ml.
Velocidad 7001490:	.....	de 300 a 4070 r.p.m.
Estabilidad:	.....	±5 r.p.m.
Resolución de r.p.m.:	.....	10 r.p.m.
R.C.F.:	.....	de 29 a 5430.
Estabilidad:	.....	±5 g.
Resolución:	.....	4 g.
Temperatura:	.....	de -20 °C a 40 °C.
Estabilidad:	.....	±4 °C.
Resolución:	.....	1 °C.
Rango de tiempo:	.....	.99 min. 59 seg.
Radio de centrifugación:	.....	.290 mm.
Rampas de aceleración:	.....	.5.
Rampas de frenado:	.....	.9 lineales y 6 cuadráticas.
Alimentación:	.....	.230/400 V. trifásica+neutro.
Potencias:	.....	.4500 VA.

### MODELO

Código	Volumen máx. ml	Capacidad máx. tubos	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
7001490	9600	12 bolsas x 800 ml	105 96 96	5500	420



**ACCESORIOS PARA CÓDIGO 7001490**

**Cabezal oscilante** de 6 plazas, construido en acero tratado.



Código **7001391**

**Vasos y reductores intercambiables con señal de identificación. Autoclavables.**



Vaso con doble compartimento para bolsas de sangre. Capacidad: 2 bolsas triples y cuádruples de 500 a 800 ml. Código **7001392**



Vaso normal. Capacidad: 1 bolsa de sangre de 500 a 800 ml ó 1 frasco de 1 litro o reductores. Código **7001393**

**Juego soporte bolsas para vaso doble 7001392**  
Código **0928292**

**Reductores para vaso código 7001393.**

Frasco



1001394



7001395



7001396



7001397



7001398



7001399



7001400



7001401

Vaso doble	Vaso normal	Código reductor	Volumen máximo (6 adaptadores)	Capacidad bolsas o tubos por reductor	Ø x Largo mm	R.p.m. desde/hasta	R.c.f. (xg) desde/hasta
<b>7001392</b>	-	-	9600 ml	2 bolsas de 500 a 800 ml	-	300/4070	29/5450
-	-	Frasco de 1000 ml <b>1001394</b>	6000 ml	1 frasco de 1000 ml o 1 bolsa	98 x 175	300/4070	29/5430
-	<b>7001393</b>	<b>7001395</b>	3000 ml	1 frasco de 500 ml	70 x 165	300/4070	29/5430
-	Capacidad	<b>7001396</b>	1200 ml	1 frasco de 200 ml	56,6 x 104	300/4070	29/5430
-	sin reductor:	<b>7001397</b>	1200 ml	2 tubos de 100 ml	44 x 104	300/4070	29/5430
-	1 bolsa de	<b>7001398</b>	1200 ml	4 tubos de 50 ml	34 x 100	300/4070	29/5430
-	500 a 800 ml	<b>7001399</b>	1350 ml	9 tubos de 25 ml	24 x 100	300/4070	29/5430
-	o 1 frasco de	<b>7001400</b>	1530 ml	17 tubos de 15 ml	16,5 x 100	300/4070	29/5430
-	1000 ml	<b>7001401</b>	1008 ml	24 tubos de 7 ml	12 x 100	300/4070	29/5430

Nota: Todos los cabezales y adaptadores se suministran sin tubos que pueden adquirir como accesorio (ver pág. 166). Para otras dimensiones y capacidades de tubos podemos fabricar adaptadores según plano.

**ACCESORIOS PARA CÓDIGO 7001490**

**Cabezal oscilante** de 4 plazas, construido en acero tratado.



Código **7001394**

**Vaso de seguridad biológica con tapa roscada** para 2 bolsas de sangre de 450 ml o 1 bolsa de 1200 ml.



Código **7001330**



7001331



7001332



7001333

Vaso doble	Vaso normal	Código reductor	Volumen máximo (4 adaptadores)	Capacidad bolsas o tubos por reductor	Ø x Largo mm	R.p.m. desde/hasta	R.c.f. (xg) desde/hasta
-	<b>7001330</b>	-	4800 ml	2 bolsas de 450 o 1 de 1200 ml	-	300/4070	32/5944
-	Capacidad sin reduc-	<b>7001331</b>	1600 ml	8 tubos falcon de 50 ml	34 x 120	300/4070	27/4944
-	tor: 2 bolsas de 450	<b>7001332</b>	2100 ml	35 tubos VAC de 15 ml	15,5 x 100	300/4070	25/4722
-	ml o 1 de 1200 ml	<b>7001333</b>	700 ml	35 tubos VAC de 5 ml	12,5 x 75	300/4070	24/4444