

## DETERGENTE NAHITA

### DESCRIPCIÓN

DETERGENTE PARA LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS

### CARACTERÍSTICAS

Detergente biodegradable, sin fosfatos recomendado para la utilización con baños de ultrasonidos. Se mezcla rápidamente con el agua y actúa directamente sobre la suciedad, descomponiéndola y disolviéndola completamente.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
pH	Neutro

### APLICACIONES

Limpieza de materiales de diferente naturaleza con baños de ultrasonidos.

### MODO DE EMPLEO

Se deben disolver 20 mL de DETERGENTE NAHITA por cada litro de agua adicionado al baño de ultrasonidos.

### RECOMENDACIONES

No necesita precauciones especiales para su uso.  
Se recomienda la realización de una prueba previa.

### ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C.  
En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

### PRESENTACIÓN

Cajas de 10 envases plásticos de 1 litro.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos