



▶ Copas graduadas vidrio grueso



- 1 | Vidrio sodocálcico
- 2 | Las copas graduadas presentan forma cónica y graduación.
- 3 | Se utilizan para medir y trasvasar volúmenes de líquidos aproximados.
- 4 | La base es ancha, estable y disponen de pico para un cómodo vertido.
- 5 | Están disponibles en diversas capacidades para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Referencia	Altura	Diámetro inferior	Diámetro superior	Capacidad
CBD004	103 mm	22 mm	50 mm	60 mL
CBD005	119 mm	34 mm	80 mm	125 mL
CBD006	144 mm	40 mm	93 mm	250 mL
CBD007	189 mm	46 mm	120 mm	500 mL