



## Baños para agua y aceite con o sin tapa abatible “Precisdig”

REGULACIÓN ELECTRÓNICA Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO.

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 99,9 °C. ESTABILIDAD:  $\pm 0,1$  °C. HOMOGENEIDAD:  $\pm 1$  °C.

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 200 °C. ESTABILIDAD:  $\pm 0,5$  °C. HOMOGENEIDAD:  $\pm 2,5$  °C.

**SEGURIDAD:** NORMA DIN 12877 PROTECCIÓN POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA O POR FALTA DE LÍQUIDO, CON AJUSTE LIMITADOR DE LA TEMPERATURA Y REARME MANUAL SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL BAÑO.

**Temperatura y tiempo programables. Mueble y cubeta interior en acero inoxidable.**

**NUEVO  
DISEÑO**



### CARACTERÍSTICAS

Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304 y mueble exterior en acero inox. AISI 304. Elementos calefactores en acero inox. de aleación especial INCOLOY resistente a la corrosión y alta temperatura.

Con grifo de desagüe incorporado.



### PANEL DE MANDOS

Interruptor general con lámpara de señalización.

1. Indicadores de calefacción; termostato abierto; fallo
2. Display de lectura (temperatura o tiempo).
3. Display de valor de consigna (temperatura o tiempo).
4. Cambio de modo visualización.
5. Incrementar valor.
6. Disminuir valor.
7. Botón de Arranque/paro.

### PROPIEDADES DE LA TAPA MAKROLON®

Por su transparencia permite visualizar el interior del baño. Mejora la estabilidad de la temperatura, limita la evaporación y la polución.

### MODELOS

| Código  | Temperatura máxima °C | Capacidad litros | Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm | Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm | Consumo W | Peso Kg |
|---------|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| 6001120 | 99,9                  | 5                | 15 30 14                         | 20 37 27                           | 600       | 6       |
| 6001220 | 200                   | 5                | 15 30 14                         | 20 37 27                           | 1100      | 6       |
| 6001121 | 99,9                  | 12               | 15 30 30                         | 20 40 42                           | 1100      | 8       |
| 6001221 | 200                   | 12               | 15 30 30                         | 20 40 42                           | 1400      | 8       |
| 6001122 | 99,9                  | 20               | 15 48 30                         | 20 58 42                           | 1500      | 10      |
| 6001222 | 200                   | 20               | 15 48 30                         | 20 58 42                           | 2100      | 10      |
| 6001123 | 99,9                  | 45               | 15 62 50                         | 20 69 62                           | 2400      | 18      |
| 6001223 | 200                   | 45               | 15 62 50                         | 20 69 62                           | 3800      | 18      |

Todos los baños incluyen bandeja cobre calefactor y grifo de desagüe.

### MODELOS CON TAPA ABATIBLE EN MAKROLON®

| Código  | Temperatura máxima °C | Capacidad litros | Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm | Alto / Ancho / Fondo (exterior+tapa) cm | Consumo W | Peso Kg |
|---------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---|-----------|---------|
| 6001131 | 99,9                  | 12               | 15 30 30                         | 40 40 42                                | 1100      | 8       |
| 6001132 | 99,9                  | 20               | 15 48 30                         | 40 58 42                                | 1500      | 10      |
| 6001133 | 99,9                  | 45               | 15 62 50                         | 40 69 62                                | 2400      | 18      |

Todos los baños incluyen bandeja cobre calefactor y grifo de desagüe.

### ACCESORIOS.

Ver pág. 122.