



## Cucharas de medición

Ref. FKW001, FKW002, FKW003, FKW004, FKW032, FKW033, FKW034, FKW035, FKW036, FKW037, FKW038, FKW039, FKW040, FKW041

### De HDPE



- Color neutro
- Para uso alimentario
- Provista de fondo redondeado para un mejor uso
- Para recoger muestras sólidas y granuladas

Referencia	Capacidad (mL)	Longitud útil (cm)	Longitud total (cm)	Lote
FKW002	250	15.5	24	50
FKW004	600	19.5	30	60
FKW001	1100	24	36	25
FKW003	2500	28.5	40	25

### De Polipropileno



- Color neutro
- Para uso alimentario
- Base plana con ángulos redondeados
- Fácil limpieza

Referencia	Capacidad (mL)	Dimensiones (mm)	Lote
FKW032	10	76x35x15	6
FKW033	25	128x45x21	6
FKW034	50	162x52x27	6
FKW035	100	220x70x35	12
FKW036	250	264x90x42	6
FKW037	500	317x114x58	6
FKW038	1000	390x140x72	6

### De vidrio



- Fabricada en vidrio borosilicato 3.3.
- Provista de brazo tubular abierto
- Para pesajes de mucha precisión

Referencia	Capacidad (ml)	Longitud total (mm)	Lote
FKW039	3	72	10
FKW040	6	82	10
FKW041	10	105	10