



FRASCOS BOCA ESTRECHA - DIN18


Vidrio transparente - Ref. CGG014 - CGG019

Vidrio ámbar - Ref. CGG020 - CGG025

Vidrio azul cobalto - Ref. CGG026 - CGG054

Vidrio verde - Ref. CGG030 - CGG060

- Cumplen las especificaciones de la Farmacopea Europea y de Estados Unidos
- Fabricados en vidrio sodocálcico tipo III
- Disponibles en vidrio transparente, topacio, azul cobalto y verde.
- Sistema de control de calidad del producto garantizado con análisis físicos y químicos: verificación de las características dimensionales, resistencia al choque térmico, resistencia hidrolítica y resistencia a la presión.
- Rosca DIN 18



Frascos vidrio transparente Especificaciones técnicas

Referencia	Color						
CGG014	Transp.	5 mL	6,7 mL	50 mm	22 mm	DIN 18	22
CGG015	Transp.	10 mL	12,5 mL	58 mm	25 mm	DIN 18	27
CGG016	Transp.	15 mL	20 mL	65 mm	28 mm	DIN 18	35
CGG017	Transp.	30 mL	35 mL	79 mm	33 mm	DIN 18	48
CGG018	Transp.	50 mL	57 mL	92 mm	37 mm	DIN 18	55
CGG019	Transp.	100 mL	105 mL	112 mm	44 mm	DIN 18	88



Frascos vidrio topacio Especificaciones técnicas

Referencia	Color						
CGG020	Topacio	5 mL	6,7 mL	50 mm	22 mm	DIN 18	22
CGG021	Topacio	10 mL	12,5 mL	58 mm	25 mm	DIN 18	27,5
CGG022	Topacio	15 mL	20 mL	65 mm	28 mm	DIN 18	35
CGG023	Topacio	30 mL	35 mL	79 mm	33 mm	DIN 18	48
CGG024	Topacio	50 mL	57 mL	92 mm	37 mm	DIN 18	55
CGG025	Topacio	100 mL	105 mL	112 mm	44 mm	DIN 18	88



Frascos vidrio azul cobalto Especificaciones técnicas

Referencia	Color						
CGG026	Azul cobalto	5 mL	6,7 mL	50 mm	22 mm	DIN 18	22
CGG027	Azul cobalto	10 mL	12,5 mL	58 mm	25 mm	DIN 18	27
CGG028	Azul cobalto	15 mL	20 mL	65 mm	28 mm	DIN 18	35
CGG029	Azul cobalto	30 mL	35 mL	79 mm	33 mm	DIN 18	48
CGG053	Azul cobalto	50 mL	57 mL	92 mm	37 mm	DIN 18	55
CGG054	Azul cobalto	100 mL	105 mL	112 mm	44 mm	DIN 18	88



Frascos vidrio verde Especificaciones técnicas

Referencia	Color						
CGG030	Verde	5 mL	6,7 mL	50 mm	22 mm	DIN 18	22
CGG031	Verde	10 mL	12,5 mL	58 mm	25 mm	DIN 18	27
CGG032	Verde	15 mL	20 mL	65 mm	28 mm	DIN 18	35
CGG033	Verde	30 mL	35 mL	79 mm	33 mm	DIN 18	48
CGG059	Verde	50 mL	57 mL	92 mm	37 mm	DIN 18	55
CGG060	Verde	100 mL	105 mL	112 mm	44 mm	DIN 18	88



TAPONES PARA FRASCOS BOCA ESTRECHA - DIN18

Tapón cuentagotas, Tapón cuentagotas interno, tapón con precinto



Tapón cuentagotas Especificaciones técnicas

Referencia	Color	Descripción
CGL024	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 5 mL
CGL003	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 5 mL
CGL025	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 10 mL
CGL004	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 10 mL
CGL026	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 15 mL
CGL005	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 15 mL
CGL027	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 30 mL
CGL006	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 30 mL
CGL028	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 50 mL
CGL007	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 50 mL
CGL029	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 100 mL
CGL008	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 100 mL



Tapón seguridad con precinto, PP Especificaciones técnicas

Referencia	Color	Descripción
CGL001	Blanco	Tapón cuentagotas de quita y pon para frascos 5 mL
CGL002	Amarillo	Tapón cuentagotas de quita y pon para frascos 5 mL



Tapón cuentagotas interno, PE Especificaciones técnicas

Tapón con precinto, longitud del vástago: 16,5mm

Referencia	Color	Descripción
CGL023	Blanco	Tapón cuentagotas interno



Tapón negro, PE Especificaciones técnicas

Referencia	Color
CGL030	Negro